

MELISEPTOL® FOAM PURE

FERTŐTLENÍTŐ HAB ÉRZÉKENY FELÜLETEKRE



TULAJDONSÁGOK

Meliseptol® Foam Pure

- Gyors hatású fertőtlenítő hab nem invazív orvosi eszközökhöz és kisebb felületekre
- Kiváló anyagkompatibilitás, még alkoholérzékeny felületeken is, mint pl. akrilüveg, ultrahangos szondák, vizsgálószékek
- Parfümentes, kellemes illat
- Baktericid (többek között TbB és MRSA), fungicid, burkos vírusokkal (beleértve HBV, HCV, HIV) szemben virucid, és hatékony rota-, polyoma-, noro- és madárinfluenza-vírusokkal szemben
- Dermatológiailag tesztelt
- B. Braun Wipes kendőkkel kompatibilis



MELISEPTOL® FOAM PURE ... gyors és kíméletes

Leírás

- Alkoholra érzékeny felületekhez – ultrahangos szondákhoz is
- Szórása esetén nem képződik aeroszol
- Rövid behatási idő
- Dermatológiailag tesztelt
- Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas
- B. Braun Wipes kendőkkel alkalmazható impregnáló folyadékként

Használati utasítás

Alaposan terítse be a felületet Meliseptol® Foam pure-ral, és törölje át kendővel. A felületet tartsa nedvesen a kívánt behatási idő eléréséig, ne törölje azt szárazra. A behatási időket megtalálja a táblázatban.

Anyagkompatibilitás

A nagy értékű orvosi berendezések, pl.:

- Perfusor® Space
- Infusomat® Space
- akrilüveg
- ultrahangszondák (pl. Philips, Hitachi, Aloka) állagának megővése érdekében

Kiszerezés	Cikkszám
Szórófejes palack, 750 ml	19797
Műanyag kanna, 5000 ml	19289

Fiziko-kémiai adatokat

Megjelenési forma:	szintelen, szagtalan folyadék
Szag:	enyhe
pH-érték:	kb. 7
Sűrűség (20 °C)	kb. 0,98 g/ml
Gyulladáspont (DIN 51 755):	+ 31,5 °C

Meliseptol® Foam pure

100 g oldat tartalma: 17 g propán-1-ol, 0,23 g didecil-dimetil-ammoniumklorid. Segédanyagok: < 5% nemionos felületaktív anyag, tisztított víz. A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: < 5% nemionos felületaktív anyagok.

Veszélyes áruk címkézése: lásd a biztonsági adatlapot

Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a termék tájékoztatót használat előtt! Ne használja a terméket lejáratú dátum után! Gyermekektől távol tartandó!

- 1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség
2) VAH (német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség

Behatási idő

Mikroorganizmusok	Vizsgálati módszer	Expozíciós idő
Baktericid, fungicid (C. albicans) és burkos vírusokkal (beleértve HBV, HCV, HIV, vaccinia vírus, BVDV), valamint rotavírussal szemben virucid	DGHM ¹ /VAH ² 2001 EN 1040 EN 1275 EN 1276 DVV/RKI*	Tiszta körülmények között: 1 perc Nem tiszta körülmények között: 2 perc
Fungicid (A. brasiliensis)	EN 13624	60 perc
Mykobaktericid (M. Terra)	EN 14348 EN 14563	3 perc 1 perc
Influenzavírus A	DVV/RKI*	15 másodperc
Rotavírus	DVV/RKI*	1 perc
Norovírus	EN 14476	5 perc
Polyomavírus	DVV/RKI*	5 perc

A vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak
*DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irányelve szerint, mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján

B. Braun törlőkendővel kombinálva

A Meliseptol® Foam pure alkalmazható impregnáló folyadékként a B. Braun wiperes kendőkkel. Az oldat 4 hétig felhasználható az adagolóban.

ÉRZÉKENY ORVOSI BERENDEZÉSEKHEZ

