

MELISEPTOL® HBV

FERTŐTLENÍTŐKENDŐK



TULAJDONSÁGOK

Meliseptol® HBV kendők

- Praktikus és gyors hatású, kiváló minőségű kendők
- Célzott törülőkendő fertőtlenítés kisebb felületekre
- Meliseptol® Rapid oldattal átitatott kendők
- Higiénikus alkalmazás a praktikus és biztonságos adagoló doboznak köszönhetően
- Újrahasználható doboz, utántöltő tasakkal
- Dermatológiailag tesztelt
- Biztonságosan záródó fedél (záráskor „kattanás” hallható)
- Csavaros fedelű tégely



MELISEPTOL® HBV ... gyors és praktikus

Leírás

- Praktikus törölkendők fertőtlenítéshez – 1 perces behatási idővel
- Aldehydmentes
- Gazdaságos – utántöltő tasakkal

Használati utasítás

Törölje át a kezelendő felületet, amíg az teljesen nedves nem lesz, majd hagyja a szert hatni 1 percig. Tartsa nedvesen és ne törölje szárazra a felületet a kívánt behatási idő elteltéig.

Alkoholérzékeny felületek (pl.: akrilüveg) kezelésére nem használható! Ne használja forró felületen vagy áram alatt lévő elektronikus eszközökön!

Fertőtlenítő kendők – gyors és gazdaságos

Töltse újra az üres, tiszta, fertőtlenített és száraz Meliseptol® HBV adagolót az utántöltő tasakkal.

Behatási idő

Mikroorganizmusok	Vizsgálati módszer	Behatási idő
Felületfertőtlenítés Baktericid, fungicid (C. albicans) és burkos vírusokkal (beleértve HBV, HCV, HIV, Vaccinia vírus, BVDV) szemben virucid	DGHM ¹ /VAH ² 09/2001 (egyenértékű: EN 13727, EN 13624, EN 13697) és burkos vírusokkal EN 1040, EN 1275, EN 1276, DVV/RKI*	1 perc
Mykobaktériumok (TbB)	DGHM ¹ 09/2001 (egyenértékű: EN 14348)	30 mp
Gombák (A. brasiliensis)	EN 13624	15 perc
Burok nélküli vírusok	DVV / RKI* felületi vizsgálat	10 perc
Madárinfluenza A vírus	DVV / RKI*	15 mp
HBV (DHBV)	DVV / RKI*	15 mp
Rotavírus	DVV / RKI*	1 perc
Adenovírus	DVV / RKI*	1 perc
Polyomavírus	DVV / RKI*	5 perc
Poliovírus	Felületi mennyiségi vizsgálat	10 perc
Norovírus (FCV)	DVV / RKI*	2 perc
Norovírus (MNV)	EN 14476	1 perc

Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak
*DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irányelve szerint, mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján (Német Egészségügyi Közlöny, 2014/01)

Kiszerezés

Cikkszám

Adagoló doboz (100 db kendővel)

19096

Utántöltő tasak (100 db kendővel)

19097

Fiziko-kémiai adatok

Megjelenési forma: tiszta, színtelen folyadék
Sűrűség (20 °C): kb. 0,91 g/ml
Gyulladáspont: (DIN 51 755): + 31 °C
Illat: enyhe citrom

Meliseptol® HBV-Kendők

Egy doboz vagy utántöltő tasak tartalmaz 100 darab használatra kész törölkendőt, 211 g Meliseptol® Rapid oldatba áztatva.

A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nem ionos felületaktív anyagok.

Veszélyes áruk címkézése: a Meliseptol® HBV kendő nem minősül veszélyes árunak.

Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót használat előtt! Ne használja a termékeket lejáratú dátum után! Gyermekektől távol tartandó!

1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség

2) VAH (Német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség

HATÉKONY
A NOROVÍRUSOKKAL
SEMBEN IS!

