

MELISEPTOL® RAPID

CÉLZOTT ÉS GYORS FERTŐTLENÍTÉS



TULAJDONSÁGOK

Meliseptol® Rapid

- Használatra kész alkoholos fertőtlenítő
- Aldehyd- és alkilaminmentes
- Nem invazív orvosi eszközök felületeire, mint pl. vizsgálószékek, munkaterületek, és műtő berendezéseire
- Széles hatásspektrum: baktericid (beleértve MRSA), tuberkolocid, fungicid (beleértve penészgombák). Burkos vírusokkal (beleértve HBV, HIV, HCV) és burok nélküli vírusokkal (beleértve Norovírus) szemben virucid
- Behatási idő 1 perc (DGHM / VAH-nak megfelelően)
- Behatási idő burok nélküli vírusokkal szemben: 10 perc
- B. Braun Wipes kendőkkel kompatibilis



MELISEPTOL® RAPID ... magas hatékonyság, gyors hatás

Leírás

- Egyszerűen használható – szórófejjel vagy kendő formájában
- Különösen gyors hatás
- Széles hatásspektrum
- Enyhe citromillat
- Aldehidmentes

Használati utasítás

Öntsön Meliseptol® Rapid oldatot a palackból egy egyszer használatos kendőre és alaposan nedvesítse át a felületet, vagy szórófejjel juttasson a szerből közvetlenül a nehezen elérhető felületekre, amíg teljesen be nem nedvesíti azt és törölje át egy eldobható kendővel. Öblítés előtt hagyja hatni a szert 1 percig.

Tartsa a felületet nedvesen a kívánt behatási idő leteltéig, ne törölje szárazra a felületet. Elektronikus készülékek fertőtlenítése előtt először áramtalanítsa és hagyja lehűlni azokat. Ha ez nem lehetséges, győződjön meg róla, hogy fertőtlenítés közben a készülék nem kapcsolódhat be. Használat előtt ellenőrizze a felület érzékenységét a Meliseptol® Rapiddal szemben!

Behatási idő

Mikroorganizmusok	Vizsgálati módszer	Behatási idő
Felületfertőtlenítés Baktericid, fungicid (C. albicans) és burkos vírusokkal (beleértve HBV, HCV, HIV, Vaccinia vírus, BVDV) szemben vírucid	DGHM ¹ /VAH ² 09/2001 (egyenértékű: EN 13727, EN 13624, EN 13697) EN 1040, EN 1275, EN 1276 DW/RKI*	1 perc
Mycobaktericid (TbB)	DGHM ¹ 09/2001 (egyenértékű: EN 14348)	30 mp
Gombák (A. brasiliensis)	EN 13624	15 perc
Burok nélküli vírusok	DW/RKI* felületi teszt	10 perc
Madárinfluenza A vírus	DW/RKI*	15 mp
HBV (DHBV)	DW/RKI*	15 mp
Rotavírus	DW/RKI*	1 perc
Adenovírus	DW/RKI*	1 perc
Polyomavírus	DW/RKI*	5 perc
Poliovírus	Felületi mennyiségi vizsgálat	10 perc
Norovírus (FCV)	DW/RKI*	2 perc
Norovírus (MNV)	EN 14476	1 perc

Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak
*DWV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irányelve szerint, mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján

Kiszerezés

Cikkszám

Hengerpalack, 1000 ml (szórófej nélkül)	19048
Műanyag kanna, 5000 ml	19049
Szórófej hengerpalackhoz	3908012

Fiziko-kémiai adatok

Megjelenési forma:	tiszta, színtelen folyadék
Sűrűség (20 °C):	kb. 0,98 g/ml
Gyulladáspont (DIN 51 755):	+ 31 °C
Illat:	enyhe citrom

Meliseptol® Rapid

100 g oldat tartalmaz: 50 g propan-1-ol, 0,075 g didecil-dimetil-ammonium-klorid, <5% nem ionos felületaktív anyag, illatanyag, tisztított víz
A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nem ionos felületaktív anyagok, illatszerek.

Veszélyes áruk címkézése: lásd a biztonsági adatlapot

Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a termékátjékoztatót használat előtt! Ne használja a termékeket lejáratú dátum után! Gyermekektől távol tartandó!
Maximális adagolás: 50 ml/m²

1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség

2) VAH (német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség

VIRUCID HATÁS

