

FLEXIMA[®] ACTIVE

ÉREZHETŐ KÜLÖNBSÉG




Flexima® Active

Zárt és üríthető sztómászákok


Nagy kapacitású szűrő

- Szivárgásmentes és légáteresztő csúcstechnológiás membrán




Kompakt forma

Zárt sztómászákok





Üríthető sztómászákok beépített feltekerhető szárral



- Ergonómikus forma
- Optimalizált méretezés
- 3 elérhető méretben: mini/midi/maxi

Intuitív és biztonságosan záródó rendszer




- Lágysarok kialakítás
- 7cm széles nagy ürítőnyílás mind kolosztómával mind ileosztómával rendelkezők számára
- Fehér nyitófül

Flexima® Active

B. Braun szabadalmaztatott bőrvédelem, a különbség érzékeltetésére

Erős összetartó rendszer

- Ragasztása **azonnali tapadást biztosít**
- Nagyfokú **kényelem**
- **Alacsony** maradványkockázat



Szabadalmaztatott kopolimer formula

Második bőr érzés

- Egyrészes
- Testkontúrokhöz **alkalmazkodó**
- Bőrvédelem




Betekintő ablak

Egy bézs zsák, mely ötvözi a diszkréciót és a sztóma és zsák tartalmának ellenőrzését (műtéti utáni időszakban és a mindennapokban egyaránt)

Zárt és üríthető zsák kivitelben is elérhető!

Egy újabb lépés a magabiztosság felé!



Bármikor ellenőrizhető:

- a sztóma állapota
- a zsáktartalom és annak mennyisége

« Nagyon kényelmes a viselete és olyan lágy, hogy szinte nem is érzem, hogy rajtam van.»

Richard. 58 éves, ileosztóma beteg, Franciaország

« A bőregyenlenségekhez nagyon jól alkalmazkodik, könnyen felhelyezhető és kényelmes, diszkrét; könnyű eltávolítani és nem hagy maradványokat.»

Lina, enterosztóma nővér, Olaszország

Flexima[®] Active

Ürítető zsákok

Iso kód	Termék NEAK megnevezés	Felírható ME	Cikkszám	Típus
09 18 39 03 06 006	Flexima Active RollUp egyrészes, ürítető zsák 15-45 mm, mini, 300 ml	270	4622215	●
09 18 39 03 06 006	Flexima Active RollUp egyrészes, ürítető zsák 15-45 mm, mini, 300 ml	270	4621215	○
09 18 39 03 06 006	Flexima Active RollUp egyrészes, ürítető zsák 15-45 mm, mini, 300 ml	270	4620215	●
09 18 39 03 09 091	Flexima Active RollUp egyrészes, ürítető zsák 15-50 mm, midi, 570 ml	150	4622115	●
09 18 39 03 09 091	Flexima Active RollUp egyrészes, ürítető zsák 15-50 mm, midi, 570 ml	150	4620115	●
09 18 39 03 09 091	Flexima Active RollUp egyrészes, ürítető zsák 15-50 mm, midi, 570 ml	150	4621115	○
09 18 39 03 09 093	Flexima Active RollUp egyrészes, ürítető zsák 25 mm, midi, 570 ml	150	4620125	●
09 18 39 03 09 094	Flexima Active RollUp egyrészes, ürítető zsák 30 mm, midi, 570 ml	150	4620130	●
09 18 39 03 09 095	Flexima Active RollUp egyrészes, ürítető zsák 35 mm, midi, 570 ml	150	4620135	●
09 18 39 03 09 096	Flexima Active RollUp egyrészes, ürítető zsák 40 mm, midi, 570 ml	150	4620140	●
09 18 39 03 09 092	Flexima Active RollUp egyrészes, ürítető zsák 15-65 mm, maxi, 720 ml	150	4622380	●
09 18 39 03 09 092	Flexima Active RollUp egyrészes, ürítető zsák 15-65 mm, maxi, 720 ml	150	4620380	●
09 18 39 03 09 092	Flexima Active RollUp egyrészes, ürítető zsák 15-65 mm, maxi, 720 ml	150	4621380	○

Zárt zsákok

Iso kód	Termék NEAK megnevezés	Felírható ME	Cikkszám	Típus
09 18 04 03 03 125	Flexima Active egyrészes, zárt zsák 15-50 mm, midi, 460 ml	180	4612115V	●
09 18 04 03 03 125	Flexima Active egyrészes, zárt zsák 15-50 mm, midi, 460 ml	180	4611115V	○
09 18 04 03 03 126	Flexima Active egyrészes, zárt zsák 25 mm, midi, 460 ml	180	4610125V	●
09 18 04 03 03 127	Flexima Active egyrészes, zárt zsák 30 mm, midi, 460 ml	180	4610130V	●
09 18 04 03 03 128	Flexima Active egyrészes, zárt zsák 35 mm, midi, 460 ml	180	4610135V	●
09 18 04 03 03 129	Flexima Active egyrészes, zárt zsák 40 mm, midi, 460 ml	180	4610140V	●
09 18 04 03 09 084	Flexima Active egyrészes, zárt zsák 15-65 mm, maxi, 600 ml	150	4612380V	●
09 18 04 03 09 084	Flexima Active egyrészes, zárt zsák 15-65 mm, maxi, 600 ml	150	4611380V	○

Jelmagyarázat

- ablakos
- átlátszó
- testszínű