

## Ally® – Társ a mindennapokban Sztómakiegészítők

Az Ally® **paszta** a sztóma körüli ép bőr redőinek kitöltésére szolgál. Csökkenti a szivárgás kockázatát, megvédi a bőrt az irritációtól, és segíthet megővelni a zsák kihordási idejét.

Az Ally® **sztómavédő** tapasz célja, hogy megerősítse a tapadást és a hosszabb kihordási idő érdekében biztonságosan tartsa az alaplapot. Jól követi a test kontúrajait, ezáltal mozgásszabadságot biztosít, fokozza a biztonságérzetet.



Az Ally® **tapadópor** sztómaápoláskor hatásosan felszívja a nedvességet, hogy szárazon tartsa a bőrt, segítsen megővni azt, csökkentse az irritációt és lehetővé tegye a sztómazsák jobb tapadását.



Az Ally® **gyűrűt** úgy tervezték, hogy a redők kitöltésével sima bőrfelület hozzon létre a sztóma körül. Célja az irritáció megelőzése, a szivárgási problémák megoldása és a tapadás elősegítése.



# Ally® Termékcsalád

## Ally® Gyűrű

Vastagság	Átmérő	Eladási egység	Cikkszám
3 mm	48 mm	10 db-os dobozban	2022483
4.5 mm	48 mm	10 db-os dobozban	2022484
3 mm	98 mm	10 db-os dobozban	2022983

## Ally® Rugalmas sztómavédő tapasz

Eladási egység	Cikkszám
20 db-os dobozban	2022300

## Ally® Paszta

Eladási egység	Cikkszám
80 g-os tubus	2022200

## Ally® Tapadópor

Eladási egység	Cikkszám
28 g-os tégely	2022100



További információ: [www.bbraun.info/sztomakiegeszitok](http://www.bbraun.info/sztomakiegeszitok)

B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest, Felhévizi u. 5.  
Tel.: +36 (1) 346 9700 | Fax: +36 (1) 438 4900 [www.bbraun.hu](http://www.bbraun.hu)

Lezárás dátuma: 2023.09.14.