

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiadás/változat: 1,2

Kiadás dátuma: 2015.06.01.

A magyar változat kiadási dátuma: 2017.08.15.

A biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EK és 830/2015 EK rendeletnek.

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Termékazonosító

PRONTODERM OLDAT

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása ill. ellenjavallt felhasználása

MDRO dekolonizálás fizikai tisztítással

A biztonsági adatlap szállítójának adatai

B. BRAUN TRADING KFT.

Címe:

1023 BUDAPEST

FELHÉVIZI U. 5.

Telefon:

+ 36 1 3469719

E-mail:

infohu@bbraun.com

Gyártó

B.BRAUN MEDICAL AG

Címe:

Seesatz 17

CH-6204 Sempach

Európai Unió forgalomba hozó neve

B. BRAUN MELSUNGEN AG

Címe:

Carl Braun Str. 1

D-34212 Melsungen

Németország

Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

+ 36 80 201-199

2. A veszély azonosítása

Az anyag vagy keverék besorolása

Veszélyességi osztályok

Veszélyes a vízi környezetre: krónikus vízi toxicitás - 3.

Veszélyességi mondat

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Címkézési elemek

Figyelmeztető mondatok

H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Speciális címkézés

EUH208 - Polihexametilén biguanid hidrokloridot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

További címkézési információk

A termék orvostechnikai eszköz, így a 1272/2008/EK címkézési követelményei nem vonatkoznak a termékre.

Egyéb veszélyek

Nem ismertek

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiadás/változat: 1,2

Kiadás dátuma: 2015.06.01.

A magyar változat kiadási dátuma: 2017.08.15.

A biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EK és 830/2015 EK rendeletnek.

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

Vizes oldat

| EU-szám | CAS-szám | Index szám | REACH-szám | Kémiai megnevezés | koncentráció |
|--------------|------------|---|------------|---------------------------------------|---------------|
| | 27083-27-8 | 616-207-00-x | | Polihexametilén-biguanid- hidroklorid | 0,1% - <0,25% |
| 1272/2008/EK | | Karc. -2, akut toxicitás -4, STOT RE -1, szemkárosítás -1, bőrszenzibilizáció -1B, akut vízi toxicitás (M-faktor=10) -1, krónikus vízi toxicitás (M-faktor=10) -1 H351 – Feltehetően rákot okoz H302 – Lenyelve ártalmas. H372 – Károsíthatja a szerveket H318 – Súlyos szemkárosodást okoz. H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki. H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. | | | |

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések**Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Általános információk

Vegyük le az átázott, szennyezett ruházatot, újrahasználat előtt tisztítsuk ki mosással.

Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz.

Utasítások belégzés esetére

A túlhevítés ill. az égés során keletkező termék gőzök belélegzése esetén a sérültet vigyük friss levegőre.

Ha a tünetek maradandók, hívjunk orvost.

Utasítások bőrre kerülés esetére

Ha bőr irritáció tartós, forduljunk orvoshoz.

Utasítások szembe kerülés esetére

Azonnal bő vízzel öblítsük ki a szemből, a szemhéj alól is.

Forduljunk szemész szakorvoshoz, ha a szem irritáció tartós.

Utasítások lenyelés esetére

Öblítsük ki a szájat és itassunk sok vizet.

Azonnal forduljunk orvoshoz.

A hánytatás szükségességéről az orvos döntson.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A szemmel való érintkezés irritációt okozhat.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tünetek kezelése.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiadás/változat: 1,2

Kiadás dátuma: 2015.06.01.

A magyar változat kiadási dátuma: 2017.08.15.

A biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EK és 830/2015 EK rendeletnek.

5. Tűzvédelmi intézkedések**Oltóanyag**

Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék

A termék nem ég, tűz esetén a környezetnek megfelelő tűzoltó eszközöket használjunk.

Erős vízszugár

Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűz esetén irritáló, maró, tűzveszélyes és mérgező gázok keletkezhetnek.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Használjunk alkalmas, önálló levegőellátású légzőkészüléket.

További információk

A tárolóedényt szükség esetén hűtsük vízpermet-sugárral.

Az égéstermégeket és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően, veszélyes hulladékként kell kezelni.

6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén**Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Gőzképződés esetén használjunk légzőkészüléket.

Kerüljük a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést.

Biztosítsunk megfelelő szellőzést.

Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne vezessük csatornába, felszíni vízbe vagy talajvízbe.

A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött anyagot itassuk fel (pl. homokkal, szilikagéllal, savkötőkkel, univerzális megkötőkkel) és helyezzük megfelelő hulladéktároló edénybe.

Hivatkozás más szakaszokra

Védő intézkedések (7. és 8. pontok)

Ártalmatlanítási információk (13. pont)

7. Kezelés és tárolás**A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Általános foglalkozás higiéniai szabályok

Jól záró edényben tároljuk.

Használat közben tilos az étkezés, ivás és dohányzás.

Kerüljük a szemmel való érintkezést.

Tűz- és robbanás elleni szabályok

Speciális tűzvédelmi intézkedést nem igényel.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiadás/változat: 1,2

Kiadás dátuma: 2015.06.01.

A magyar változat kiadási dátuma: 2017.08.15.

A biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EK és 830/2015 EK rendeletnek.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A raktárhelyiséggel és a tároló edénnyel kapcsolatos követelmények

További információk a raktározási körülményekkel kapcsolatosan

Kizárólag az eredeti csomagolásban tartsuk.

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és állati takarmányoktól

Meghatározott végfelhasználás

MDRO (MRE – MRSA, ESBL, VRE) dekolonizálás fizikai tisztítással

8. Az expozíció elleni védelem, egyéni védelem

Ellenőrzési paraméterek

Az expozíció elleni védekezés

Higiéniai és védő intézkedések

Munka közben ne együnk, igyunk és dohányozzunk.

Kerüljük el a szemmel való érintkezést.

Vegyük le az átázott, szennyezett ruházatot, újrahaználát előtt tisztítsuk ki mosással.

Foglalkozási expozíció szabályozása

Szem - / arcvédelem

Bőrvédelem

Kézvédelem

Légutak védelme

Speciális védőöltözet nem szükséges.

Speciális védőöltözet nem szükséges.

Speciális védőöltözet nem szükséges.

Speciális védőöltözet nem szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők

Szag

pH

Lobbanáspont

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok

Égési hőmérséklet

Relatív sűrűség (20 °C)

Oldékonyság (20 °C)

Színtelen folyadék

szagtalan

Kb. 5-8

nem alkalmazható

nem alkalmazható

nem alkalmazható

kb. 1,0 g/cm³

oldódik

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiadás/változat: 1,2

Kiadás dátuma: 2015.06.01.

A magyar változat kiadási dátuma: 2017.08.15.

A biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EK és 830/2015 EK rendeletnek.

10. Stabilitás és reakcióképesség

| | |
|--|---|
| Reakcióképesség | Az előírásoknak megfelelő használat illetve tárolás során nem bomlik. |
| Kémiai stabilitás | Normál körülmények között stabil. |
| A veszélyes reakciók lehetősége | Nem ismeretesek. |
| Kerülendő körülmények | Kerüljük el a hőbomlást, ne melegítsük túl. |
| Nem összeférhető anyagok | Nem említhetők ilyenek. |
| Veszélyes bomlástermékek | Nem ismertek veszélyes bomlástermékek. |

11. Toxikológiai adatok**A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk**

| | |
|---|--|
| Akut toxicitás | Toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre. |
| Irritáció / Maró hatás | Polihexametilán biguanid hidroklorid 20% oldat – LD50/orális/patkány: >2000 mg/kg A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg. |
| Szenzibilizáció | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg. |
| STOT –SE | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg. |
| Ismétlődő vagy elnyújtott expozíció | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg. |
| Rákkeltő hatás/mutagenitás/reprodukciós toxicitás | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg. Az állatokon végzett kísérletek azt mutatják, hogy nem karcinogén és nem mutagén. |
| Aspirációs veszély | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg. |
| Egyéb információk | Az osztályozás megfelel az 1272/2008 EK értékelési követelményeinek. |
| Gyakorlati tapasztalatok | Szemmel érintkezve irritációt okozhat. |

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiadás/változat: 1,2

Kiadás dátuma: 2015.06.01.

A magyar változat kiadási dátuma: 2017.08.15.

A biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EK és 830/2015 EK rendeletnek.

12. Ökológiai információk

| | |
|---|---|
| Toxicitás | Ökológiai adatok nem állnak rendelkezésre. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| Perzisztencia és lebonthatóság | Nem állnak rendelkezésre adatok. |
| Bioakkumulációs képesség | Nem állnak rendelkezésre adatok. |
| A talajban való mobilitás | Nem állnak rendelkezésre adatok. |
| PBT és vPvB értékelés eredményei | Nem tartalmaz. |
| Egyéb káros hatások További információk | Enyhén vízkárosító hatású. Ne engedjük felszíni vízbe vagy csatornába. |

13. Ártalmatlanítási szempontok

| | |
|--|---|
| Hulladékkezelési módszerek | Ahol lehetséges a hulladék újrahasznosítása javasolt. A hulladékká vált terméket a vonatkozó jogszabálynak megfelelően veszélyes hulladékként kell kezelni. (EWC070699) |
| A tisztítatlan csomagoló anyagokra vonatkozó előírások | A kiürült tároló edényeket helyileg kell újrahasznosítani vagy hulladékként kezelni. A szennyezett csomagoló anyagot a lehető legteljesebb mértékben ki kell üríteni, megfelelő tisztítást követően újrahasználhatók. A tisztíthatatlan csomagolást a termékhez hasonlóan kell kezelni. |

14. Szállításra vonatkozó információk

| | |
|------------------|----------------------|
| Egyéb információ | Nem veszélyes anyag. |
|------------------|----------------------|

15. Szabályozással kapcsolatos információk

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU szabályozások

1907/2006 EK a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról és

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiadás/változat: 1,2

Kiadás dátuma: 2015.06.01.

A magyar változat kiadási dátuma: 2017.08.15.

A biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EK és 830/2015 EK rendeletnek.

ennek vonatkozó módosításai

1272/2008 EK az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról

Nemzeti szabályozások

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000 (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM a munkahelyek kémiai biztonságáról

2012. évi CLXXV. törvény a hulladékokról

225/2015 (VIII.7.) Korm. rend. a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályozása

Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés még nem történt.

16. Egyéb információk

A 4-8 és a 10-12 pontokban megadott adatok részben nem vonatkoznak a termék felhasználására és rendszeres használatára, csak a baleset illetve rendellenes használat esetén nagy mennyiségben felszabaduló anyagra.

A megadott információk kizárólag a termékre vonatkozó biztonsági követelmények és jelenlegi ismereteinken alapulnak.

A szállítandó termék specifikációját a vonatkozó terméklapok tartalmazzák.

Az adatok nem jelentenek garanciát a termék speciális tulajdonságaira és nem képezik érvényes szerződés alapját.